

## 医療関係の皆様へ：製品情報

日本光電の総合医用電子機器（製品）を掲載しています。

### ベッドサイドモニタ BSM-1700 シリーズ ライフスコープPT

商品コード：BSM-1763・BSM-1773・BSM-1753・BSM-1733

大画面5.7インチタッチスクリーン搭載の  
スマートトランスポートモニタ

Life Scope **PT**

医療機器認証番号 22500BX00398000  
クラス分類 高度管理医療機器、特定保守管理医療  
機器  
添付文書 H904712L.pdf



特長    主な規格    主なオプション    お問い合わせ

関連製品


#### 特長

##### 優れたトランスポート性能

- 約1.6kg（バッテリー含む）の小型・軽量サイズ。



- 患者さんの移動時は、ケーブルを抜き差しすることなくLife Scope PTをホストモニタなどから外し、ストレッチャーなどにひっかけるだけです。外した瞬間からホストモニタのモニタリングを引継ぎ、バイタルサインデータ保存を開始します。




- バッテリーによる約5時間の長時間連続動作（※）が可能です。

- MIL-STD-810F準拠。耐振動性能、耐落下性能ともに考慮されています。強さが安心を提供します。

※ 当社規定条件による

## 優れた視認性

- 大画面5.7インチスクリーンが精細なパラメータ表示を実現します。また、2つのモニタリングモードを搭載し、通常モード／搬送モードの画面切替えがワンタッチで行えます。




**通常モード画面**  
波形を含むすべてのパラメータを表示

**搬送モード画面**  
2波形と大型数字表示

- 長時間波形を含めた、より詳細なレビューデータの表示も可能です。

## 優れた柔軟性

- 基本パラメータであるECG/Resp、SpO<sub>2</sub>、TempとNIBPに加え、3つのマルチコネクタを搭載。BIS、IBP、CO、デュアルSpO<sub>2</sub>さらにCO<sub>2</sub>の計測を可能にします。




- ベッドサイドモニター CSM-1000シリーズ/BSM-6000シリーズの入力ユニット／トランスポートモニターとして機能するほか、送信機 ZS-900Pの搭載による単体運用なども可能です。



早くてやさしいNIBP（非観血血圧）測定



### 直線加圧測定方式NIBPの特長




- iNIBP は、日本光電オリジナルのアルゴリズムとカフの組合せにより加圧時にNIBPを測定する技術です。従来の減圧測定に比べ、最大加圧圧力の減少や測定時間の短縮を可能にし、患者さんへの負担をより低減させ、医療従事者の「早く知りたい」に応えます。
- 日本光電オリジナルのカフ(※)を使用することにより、皮下出血の発生を抑制するとともにチューブの閉塞も防止。患者さんの安全・快適に徹底的にこだわった設計がされています。

※ 詳細は当社営業員にご確認ください。

### シームレス・トランスポート

- Life Scope PT がICUなどでのホストモニタに接続されると、搬送中の患者データがホストモニタを経由し、セントラルモニタでもシームレスな波形情報として参照できます。



### 主な規格

ディスプレイ	5.7インチTFTカラーLCD
波形表示項目	心電図(最大12波形)、呼吸曲線、観血圧波形(最大3波形)、CO曲線、脈波、CO <sub>2</sub> 分圧曲線、脳波

数値表示項目	心拍数、VPC数、STレベル、呼吸数、非観血血圧値（最高、最低、平均）、観血血圧値（最高、最低、平均）、SpO <sub>2</sub> 値、脈拍数、体温、心拍出量、呼気終末CO <sub>2</sub> 分圧、BIS、ほか
電源	バッテリー（※）またはACクレードル、ホストモニタ ※ 駆動時間 約5時間（当社規定条件による）
寸法・質量	約 幅147×高さ194×奥行94mm（突起部含まず） 約 1.6kg（バッテリー含む）
SpO <sub>2</sub>	BSM-1763（SpO <sub>2</sub> ：日本光電仕様） BSM-1773（SpO <sub>2</sub> ：日本光電仕様、RTCA対応） BSM-1753（SpO <sub>2</sub> ：コヴィディエン仕様） BSM-1733（SpO <sub>2</sub> ：マシモ仕様）

## 主なオプション

- ・ACクレードル SC-170R
- ・架台 KC-170P
- ・バッテリーパック SB-170P
- ・送信機 ZS-900P
- ・フック DZ-170P

## お問い合わせ

機器の見積やカタログなど、お気軽にお問い合わせください。

### フォームでの お問い合わせ

見積やカタログをご希望の方は、[フォームの「お問い合わせ内容」欄](#)に、製品名や型式を必ずご入力ください。

<例>

「心電計ECG-2400の見積を希望」「ベッドサイドモニタCSM-1901のカタログを希望」など

### 最寄りの営業所への 電話・FAX

販売拠点（営業所）の所在地と連絡先が掲載されています。電話・FAXでのお問い合わせをご希望の方は、こちらをご覧ください。

## 関連製品




ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープG

商品コード：CSM-1901



ベッドサイドモニタ BSM-6000シリーズ ライフスコープTR

商品コード：BSM-6701・BSM-6501・BSM-6301



CO<sub>2</sub>センサキット TG-980P



CO<sub>2</sub>センサキット TG-900シリーズ

商品コード：TG-920P



セントラルモニタ CNS-6201



セントラルモニタ CNS-6101

## 関連情報